



■ BOTÃO DE FECHAMENTO
DE CRÂNIO



Soluções inovadoras para a vida



■ BOTÃO DE FECHAMENTO DE CRÂNIO

Registro ANVISA 80455630099

O **Botão de Fechamento de Crânio** TRAUMEC é um dispositivo implantável rápido e eficaz na fixação estável de retalhos ósseos da calota craniana. Seu uso agiliza o procedimento cirúrgico, auxiliando na recuperação pós-operatória. Disponível em seis tamanhos, atende às diferentes necessidades de fixação do retalho ósseo.

Indicações

- Fechamento de trepanação craniana
- Tratamento de fraturas

Características e Benefícios

- Discos fabricados em titânio puro grau 2 (ASTM F67)
- Design anatômico e baixo perfil, minimizando danos às partes moles e palpabilidade
- Disponível pronto para uso, estéril por ETO (Oxido de Etileno)
- Compatível com ressonância magnética
- Controle de aperto limitado pelo rompimento do manipulador garante a segurança da fixação
- Finalização sem uso de instrumental



PA.01.03.2506	Botão de Fechamento Traumec Ø12mm
PA.01.03.2507	Botão de Fechamento Traumec Ø14mm
PA.01.03.2508	Botão de Fechamento Traumec Ø16mm
PA.01.03.2509	Botão de Fechamento Traumec Ø18mm
PA.01.03.2510	Botão de Fechamento Traumec Ø20mm
PA.01.03.2511	Botão de Fechamento Traumec Ø22mm