



■ BOTÓN PARA CIERRE CRANEAL



Soluciones innovadoras para la vida



■ BOTÓN PARA CIERRE CRANEAL

Registro ANVISA 80455630099

El **BOTÓN PARA CIERRE CRANEAL** TRAUMEC es un dispositivo implantable rápido y efectivo para fijación estable de colgajo óseo da calota craneana. Su uso optimiza el procedimiento quirúrgico, ayudando el la recuperación postoperatorio. Disponible en seis dimensiones, cumple con las diferentes necesidades de fijación del colgado óseo.

Indicaciones

- Cierre de craniotomias
- Tratamiento de fracturas

Características y Ventajas

- Discos fabricados en titanio puro grado 2 (ASTM F67).
- Diseño anatomico y bajo perfil, minimizando los daños a las partes blandas y sensación palpable.
- Listo para uso, esterilizado por ETO (Oxido de Etileno).
- Permite que los implantes sean colocados en minutos, lo cual representa un ahorro de costos y tiempo en sala de cirugía.
- Controle de ajuste limitado por la rotura del girador asegura la fijación.
- Colocado manualmente, sin uso de instrumentos quirúrgicos.



PA.01.03.2506	Botón Craneal Traumec Ø12mm
PA.01.03.2507	Botón Craneal Traumec Ø14mm
PA.01.03.2508	Botón Craneal Traumec Ø16mm
PA.01.03.2509	Botón Craneal Traumec Ø18mm
PA.01.03.2510	Botón Craneal Traumec Ø20mm
PA.01.03.2511	Botón Craneal Traumec Ø22mm



Rua 1A,JC, 138, Jardim Centenário
Rio Claro | SP | CEP 13503-510
+55 19 3522-1177
export@traumec.com.br
www.traumec.com.br