



MALHA DE TRAÇÃO



Descartáveis

MALHA DE TRAÇÃO

Registro ANVISA 80455630091



Descartáveis

A **Malha de Tração TRAUMEC** é um suporte totalmente ajustável, indicado para as cirurgias de punho e antebraço, cirurgias artroscópicas ou tratamento de fraturas das extremidades superiores. Oferece um posicionamento multidirecional da mão, realizando a tração e distribuição da força entre dos dedos.

A **Malha de Tração TRAUMEC** possibilita melhor acessibilidade ao cirurgião quando é necessária a rotação total do punho (supinação e pronação). A tração dos dedos ajuda a manter o correto posicionamento do paciente, liberando as mãos do cirurgião para realizar o procedimento.

Indicações

- artroscopias de mão e punho
- cirurgias de punho e antebraço
- tratamento de fraturas das extremidades superiores.

Especificações

- tecido uniforme, elimina os pontos de pressão dos dedos e possível trauma tecidual
- esterilização óxido de etileno com validade de 2 anos
- disponível em 4 diâmetros
- uso único, não reesterilizar

PA.02.27.0074

MALHA DE TRAÇÃO SIMPLES EXTRA PEQUENA
Ø11,15 a Ø14,3



PA.02.27.0076

MALHA DE TRAÇÃO SIMPLES PEQUENA
Ø14,3 a Ø17,5



PA.02.27.0078

MALHA DE TRAÇÃO SIMPLES MÉDIO
Ø17,5 a Ø19,1



PA.02.27.0080

MALHA DE TRAÇÃO SIMPLES GRANDE
Ø19,1 a Ø20,7



Traumec
HEALTH TECHNOLOGY



Rua 1A JC, 138 - Jardim Centenário
CEP 13503-510 | Rio Claro | SP | Brasil
Fone/ Fax: +55 (19) 3522-1177
traumec.com.br | vendas@traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade médica. Imagens meramente ilustrativas. Rev. 0/AGO2019

